



Protecteur buccal

Mode d'emploi

1. Placer le protecteur buccal dans l'eau chaude pendant 60 secondes. NE PAS UTILISER D'EAU BOUILLANTE.
2. Après 60 secondes, placer IMMEDIATEMENT le protecteur dans la bouche. Une fois en position, serrer les dents fermement en fermant les mâchoires supérieure et inférieure. Presser la langue contre le dos des dents supérieures et rejeter l'air et l'eau jusqu'à ce que tout soit bien ajusté en bouche.
3. Utiliser les pouces pour créer une pression constante sur les parois extérieures du protecteur buccal afin de réduire l'espace entre les tissus de la gencive et la paroi extérieure. Le modelage et l'adaptation doivent continuer pendant 45 secondes.
4. Après 45 secondes, retirer le protecteur buccal de la bouche et le placer immédiatement dans l'eau froide.
5. Ne pas reformer ce protecteur buccal plus de quatre fois.

Conseils utiles

- Rincer le produit à l'eau froide après chaque usage.
- Ne pas laisser le produit au soleil.
- Mouiller l'extrémité de la courroie et l'insérer dans les fentes réglables afin de faciliter la fixation.
- Pour conserver le protecteur buccal en bon état et sans odeur, le tremper périodiquement dans du rince-bouche quelques secondes.
- Le conserver dans un endroit frais et sec.